

Assist

ポンパ

PON・PA

「ポン」と置いて「パッ」と座れる軽量クッションいす

軽量で持ち運びがしやすいので家や外出先で
気軽にお使いいただけます。

驚きの軽さ

1000g[※]



※1000gはベーシックタイプ
(Mサイズ)の場合。



ブルー

ピンク



イエロー

上記の製品写真はデラックスタイプ(オプション付)になります。

PON・PA(ポンパ)
ベーシックタイプ

**本体のみでご使用の場合は
ベーシックタイプをお選びください。**

イエロー

ブルー

ピンク

ベーシックタイプ オプション

台座

本体クッションの底に取り付け
高さを50mm高くできます。

※ベーシックタイプはハイバックやテーブルのオプションを取り付けできません。(オプションは台座のみ取り付け可能。)

PON・PA(ポンパ)
デラックスタイプ

**ハイバックやテーブルのオプションをご使用の場合は
デラックスタイプをお選びください。**

イエロー

ブルー

ピンク

デラックスタイプ オプション

ハイバック

テーブル

台座

ハイバックは高さ調整が可能。

テーブルは高さ調整が可能。

本体クッションの底に取り付け
高さを50mm高くできます。

オプション取り付けイメージ

イエロー


ブルー

ピンク


※基本色3色以外のオーダー注文も承っております。持ち込み生地も可能です。(オーダー注文は追加料金をいただきます。)
※本体クッションやオプションはすべてカバーの取り外しができます。

「ベーシックタイプ」と「デラックスタイプ」の違い

デラックスタイプにはハイバックとテーブルが取り付けできる穴が開いています。ベーシックタイプはテーブルとハイバックの取り付けができません。



ポンパ製品サイズ



	(mm)		
	S	M	L
本体横幅	320	370	440
高さ	260	290	320
座幅 (お尻横幅)	240	280	320
ひざ下長さ	130	140	155
台座高さ	50		

